

## 毛細胆管蛍光プローブ


## Fluobile 3™

旧称 : tauro-nor-THCA-24-DBD

**Fluobile 3™** (旧称 : tauro-nor-THCA-24-DBD) は、

胆汁排泄トランスポーター BSEP の排泄能評価を可能にする、  
新規胆管蛍光プローブです。

既存品と比べ、蛍光安定性と輝度が高く、長時間の評価に利用可能です。  
また、2Dや3D培養など、目的に応じた多様なモデルで利用可能です。





- POINT 1** 高い蛍光安定性と輝度
- POINT 2** 多様な培養モデルで利用可能



CDFDA

Fluobile 3™


1hr




24hr



2D



3D



使用細胞 : HepaRG®

既存の代表プローブであるCDFDAと比べ、  
高い蛍光安定性と輝度を有しています

目的に応じた多様な培養モデルに  
適用可能です

製品番号	製品名	包装	価格 (税別)	保存
SL21FL03	Fluobile 3™ (Bile canaliculi fluorescent probe)	250μL (10mM in DMSO)	96,000円	-20℃

お問い合わせは…



株式会社 **ケーエーシー**  
<https://www.kacnet.co.jp>

▶ 試薬事業部  
 〒661-0978  
 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20  
 TEL:06-6435-9747 FAX:06-6435-9748  
 e-mail:shiyaku-info@kacnet.co.jp

▶ 試薬営業グループ  
 〒110-0005  
 東京都台東区上野1丁目4-4藤井ビル3階  
 TEL:03-5807-7162 FAX:03-5807-7163  
 e-mail:shiyaku-info@kacnet.co.jp

# ヒト初代肝細胞

弊社では、複数メーカーの初代培養幹細胞を取り扱っており、お客様の目的に応じた細胞をご提供いたします。



メーカー	BIOPREDIC International (フランス)	BeCytes Biotechnologies (スペイン)	ZenBio (アメリカ)
実質細胞	<ul style="list-style-type: none"><li>・非接着：single/pooled</li><li>・接着：single</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・非接着：single/ pooled</li><li>・接着：single</li></ul>	-
非実質細胞	<ul style="list-style-type: none"><li>・肝星細胞</li><li>・肝非実質細胞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・肝星細胞</li><li>・クッパー細胞</li><li>・肝内皮細胞 + 肝類洞内皮細胞</li><li>・肝非実質細胞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・肝星細胞</li><li>・肝クッパー細胞</li></ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 提供実績多数</li><li>✓ 複数ロットを常時国内在庫化</li><li>✓ 月1回の定期輸入便あり</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ スフェロイド形成可否の確認済み</li><li>✓ 播種後の経時的な生存率データ付き</li><li>✓ Bigサイズのロット多数</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 細胞種ごとに単離した非実質細胞の取り扱いあり</li><li>✓ 月2回の定期輸入便あり</li></ul>
納期	国内在庫：1週間以内 海外在庫：1-1.5ヶ月	国内在庫：1週間以内 海外在庫：2~3カ月	海外在庫：1-1.5ヶ月
輸送形態	ドライシッパー (保存：液体窒素)	ドライシッパー (保存：液体窒素)	ドライアイス (保存：液体窒素)

お問い合わせは…



株式会社 **ケーエーシー**  
<https://www.kacnet.co.jp>

▶ 試薬事業部

〒661-0978  
兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20  
TEL:06-6435-9747 FAX:06-6435-9748  
e-mail:shiyaku-info@kacnet.co.jp

▶ 試薬営業グループ

〒110-0005  
東京都台東区上野1丁目4-4藤井ビル3階  
TEL:03-5807-7162 FAX:03-5807-7163  
e-mail:shiyaku-info@kacnet.co.jp