


研究用ヒト皮膚製品

- ▶ 皮膚透過性試験、安全性試験、化粧品研究などにご使用いただけるヒト皮膚製品をご提供しております。
- ▶ ドナーからインフォームドコンセントを取得しております。
- ▶ ウィルスチェック済みです（HIV・HBV・HCV陰性）。



専用培地で培養14日目の皮膚

BIOPREDIC International 社 (France)

フランスにて美容整形手術の際に切除された皮膚組織から調製、保存した製品です。腹部、胸部、頭部、まぶた、上腕部、大腿部の皮膚が入手可能です。ご希望の大きさ、ドナー条件でのカスタム調製も承ります。

新鮮皮膚 Fresh skin

培地で培養状態のまま輸入し、4℃でお届けします。用途：組織培養、細胞単離 等

凍結皮膚 Frozen skin

Full-thickness（厚さ2-3mm）およびDermatomed（厚さ200-700μm）の2種。-20℃で凍結保存しております。用途：皮膚透過性試験 等

角質層 Stratum Corneum

酵素処理で皮膚から剥離し凍結したシート状の製品です。

細胞 ケラチノサイト・ファイブロblast・皮脂腺細胞など

20代から60代のドナー由来の細胞がございます。輸送も液体窒素で行います。

フラクシオン microsomes・S9・cytosol

表皮から調製し、液体窒素にて保存をしております。用途：代謝試験

病理組織標本用皮膚サンプル調製


ホルマリン固定、FFPE、OCTブロックなどを作製いたします。



ヒト新鮮皮膚



ヒト凍結皮膚TRANSKIN (Dermatomed)



ヒトケラチノサイト



Analytical Biological Services 社 (USA) Science Care 社 (USA)

米国にて死後ドナーより提供された皮膚組織から調製、保存した製品です。背部や腹部、顔、頭皮などさまざまな部位の皮膚が入手可能です。国内在庫をご用意しております。

凍結皮膚

(例) 背部皮膚：Full-thickness（厚さ2-3mm）+皮下脂肪1cm
背部皮膚：ダーマトームド（厚さ約500μm）

用途：経皮吸収試験 等



お問い合わせ先：



株式会社 ケーエーシー

www.kacnet.co.jp

試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
TEL：06-6435-9747 FAX：06-6435-9748

▶ 試薬営業グループ

東京支社 〒110-0005 東京都台東区上野1丁目4-4藤井ビル3階
TEL:03-5807-7162、FAX:03-5807-7163、e-mail:shiyaku-info@kacnet.co.jp